



The best way to take care




CADEIRA DE TERAPIA


Therapy Chair · Fauteuil Médical · Sillón de Terapia

OPÇÕES · OPTIONS · OPCIONES

- Balança integrada · Built-in Weight Scale · Balance intégrée · Báscula integrada - M + Class III
- Mesa dobrável em ABS · Foldable tray · Tablette rabattable · Mesa auxiliar abatible
- Suporte de soro · IV serum pole · Porte-sérum · Portasueros
- Pega de movimentação · Handle · Poignée · Empujador
- Suporte de rolo de papel · Paper roll holder · Porte-rouleau de papier · Portarollos
- Motor de poisa-pés · Foot rest motor · Moteur du repose-pieds · Motor del reposapiés
- Protecção da base em ABS · ABS Bottom cover · Protection en ABS du cadre de base · Protección de base en ABS
- Comprimento e largura especiais · Special length and width · Longueur et largeur spéciales · Longitud y anchura especiales: 217cmx60cm
- Espuma de enchimento especial · Special foam · Rembourrage spécial · Tapicería especial
- Napa · Fabric Coated · Tissus enduit · Tapizado: Class M1, Sirius, Urban...
- Sem Costuras · Seamless · Sans coutures · Sin Costuras
- Candeeiro · Reading Lamp · Liseuse · Lámpara de Lectura
- Caixa de comando · MCL control box · Boîtier de commande · Caja de control: 110V
- DVD
- AEB Exercise Bike



Distribuidor / Distributor / Distributeur:



Fabricante / Producer / Fabricant:
VIA ACTUAL-COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA
CE Castelo da Maia
Rua Manuel Assunção Falcão, 481- Fracção H
4475-041 Santa Maria de Avioso - Maia
PORTUGAL

Tlf. / Phone: +351 229 829 663/4
Fax. +351 229 829 665
E-mail: comercial@actualway.pt
comercial@actualway.pt
www.actualway.pt





- A Cadeira de Terapia ActualWay® foi desenvolvida para proporcionar conforto, segurança e bem-estar durante os tratamentos
- Actualway® Therapy Chair was developed to give comfort, security and wellness during treatments
- Les Fauteuils Médicaux ActualWay® offrent confort, sécurité et bien-être durant les traitements
- Los sillones de Terapia ActualWay® ofrecen comodidad, confort y seguridad en los periodos de diagnostico y tratamiento

- Diálise, Quimioterapia, Oncologia, Transfusões
- Dialysis, Chemotherapy, Oncology, Blood Transfusion
- Dialyse, Chimiothérapie, Oncologie, Transfusions
- Diálisis, Quimioterapia, Oncología, Tranfusiones

Dim. Standard: 205x54x55/75cm
Larg. incluindo braços · Total width including arm rests · Largeur totale avec accoudoirs · Anchura incluyendo reposabrazos: 88cm
Base · Frame · Cadre de base: 105x65x25cm

CARACTERÍSTICAS

- Movimento de Trendelenburg (-12°) em 12 seg.
- Botão de Emergência
- Altura regulável de 55 a 75cm
- Almofada cervical ajustável
- Comando de fácil manuseamento
- Travão central às 4 rodas
- Rodas rotativas c/ 10cm de diâmetro
- Apoio de pés manual na versão de 3 motores
- Apoio de pés eléctrico na versão de 4 motores (opção)
- Regulação vertical e lateral do apoio de braço
- Suporte do apoio de braço em inox
- Bateria integrada
- Napa ignífuga impermeável à água, de classe M2
- Capacidade máxima: 200Kg + acessórios opcionais

FEATURES

- Trendelenburg movement (-12°) in 12 sec.
- Emergency/Crash Button
- Adjustable height 55 to 75cm
- Adjustable cervical cushion
- Handset easy to use
- 4 castors blocking system
- Rotative castors - 10cm diameter
- Manual footrest adjustment on 3 motors version
- Electrical footrest adjustment on 4 motors version
- Vertical and lateral arm rest regulation
- Stainless steel arm rest support
- Included battery
- Coated fabric fireproof, waterproof, class M2
- Maximum load capacity: 200Kg + optional accessories

CARACTERISTIQUES

- Position Trendelenburg (-12°) en 12 seg. (déclive)
- Bouton d'urgence
- Hauteur réglable de 55 à 75cm
- Oreiller cervical réglable
- Télécommande
- Frein de blocage total
- Roulettes pivotantes de 10cm de diamètre pour faciliter le déplacement
- Repose-pieds manuel sur la version 3 moteurs
- Repose-pieds électrique sur la version 4 moteurs
- Réglage vertical et latéral de l'accoudoir
- Support de l'accoudoir en inox
- Batterie incluse
- Tissu enduit simili cuir ignifugé, imperméable à l'eau, classe M2
- Capacité de charge: 200Kg + Accessoires optionnels

CARACTERÍSTICAS

- Posición de emergencia (-12°) del sistema de Trendelenburg operativo en 12 seg.
- Botón lateral de emergencia
- Altura regulable de 55 a 75cm
- Almohada cervical ajustable
- Mando
- Freno de bloqueo total
- Ruedas giratorias de 10cm de diámetro
- Reposapiés manual en la versión 3 motores
- Reposapiés eléctrico en la versión 4 motores (opción)
- Regulación del reposabrazos vertical y lateral
- Soporte del reposabrazos en inox
- Bateria incluida
- Tapizado con ignifugación, impermeable al agua, clase M2
- Capacidad de carga: 200Kg + accesorios opcionales

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Technical specifications · Spécifications techniques · Especificaciones técnicas

- Índice de protecção eléctrica · Protection classification · Índice de protection · Índice de protección: IP44
- Comando · Handset · Télécommande · Mando: IP66
- 230V - 50/60 Hz

